


Félicitations! Avec l'acquisition d'un produit Posiflex™, vous améliorez votre qualité de vie en investissant dans votre santé.

Assemblage



1- Dévisser légèrement la poignée d'ajustement située sur le col de cygne.

2- Localiser le boulon à l'intérieur du col de cygne. Aligner le chemin de clé du support ventral avec le boulon. Glisser lentement la tige du support ventral dans le cou de cygne à la hauteur désirée.

3- Serrer la poignée d'ajustement pour tenir le support ventral en place. ** Ne pas trop dévisser la poignée d'ajustement car l'écrou carré pourrait glisser à l'intérieur du cou de cygne.

Combien d'heures utilisez-vous votre tabouret ?
Combien de temps accordez-vous pour l'ajuster?
Prenez quelques minutes...

Confort au travail


Les supports multiples offerts pour les lombaires, l'abdomen et les coudes, réduisent grandement les tensions musculaires du haut du corps.

Au début, vous aurez peut être à repenser votre espace de travail. Cependant, souvenez-vous que les bénéfices obtenus seront beaucoup plus grands que les efforts d'adaptation.



Ajustements du siège


①



- **Hauteur du siège**

Ajuster la hauteur du siège de manière à ce que vos cuisses soient parallèles au sol et vos pieds reposent bien à plat. Ceci élimine la pression sous les cuisses et facilite la circulation sanguine.

②




- **Angle du siège**

Ajuster l'inclinaison du siège afin d'éviter une pression sous les cuisses et de glisser vers l'avant. Réduit la pression sur les disques dorsaux lors d'une procédure penchée vers l'avant.

Ajustements du dossier


③



- **Hauteur du dossier**

Positionner le dossier en le glissant vers le haut ou le bas, de manière à soutenir la région lombaire (creux du dos).


④



- **Inclinaison du dossier**

Ajuster l'inclinaison du dossier afin d'être toujours en appui en position de travail. Réduit la pression sur les disques et détend les muscles du dos.


Ajustements de l'appui thoracique



Vue de dessous

Ajustement bidirectionnel

Votre Posiflex 8 est muni d'un ajustement bidirectionnel doté d'un mécanisme de crans d'arrêt, activé par un levier situé sous le support ventral. Actionner le levier en le tirant vers vous pour un ajustement plus près de vous. Actionner le levier en le poussant vers l'extérieur pour éloigner de vous le support ventral.



Ajustement en hauteur

Le support ventral peut être positionné de haut en bas en dévissant légèrement la poignée d'ajustement afin d'obtenir le maximum de support. Serrer la poignée solidement lorsque la hauteur désirée est obtenue.

Position de travail optimale : les épaules relâchées et les coudes bien supportés.

Utilisation de mon Posiflex 8

Le temps requis pour vous acclimater au Posiflex 8 dépend de vos méthodes actuelles de travail ainsi que des équipements et de votre environnement. Le confort et le support pour l'assistante dentaire sont les raisons derrière le design du Posiflex 8.

| Suggestions | Marche à suivre |
|--------------------------|--|
| Faire face au dentiste | Afin de réduire les torsions du haut du corps, il est préférable de faire face au dentiste comparativement à la position parallèle à la chaise et au dentiste. Assurez-vous d'avoir assez de place pour vos jambes sous le dossier de la chaise du patient. Si nécessaire relevez la chaise sur son axe horizontal (voir DVD ou site web). |
| Garde le corps droit | La forme du support ventral du Posiflex 8 privilégie une position droite et centrée. |
| Support lombaire | Demandez l'aide de quelqu'un pour ajuster le support lombaire afin d'obtenir un maximum de contact avec la courbe de votre dos (voir DVD ou site web) |
| Le haut du corps relâché | Il n'est pas possible d'être supporté en tout temps. L'apprentissage pour apprendre à relâcher les épaules demande parfois un peu de temps. Ajuster le support ventral vers le haut ou le bas pour permettre aux épaules d'être relâchées en position de travail. |
| Support Ventral | Le support ventral a été conçu pour une conversion facile de la droite ou de la gauche et ce, sans l'utilisation d'outil. |

Maintenance

Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de grande qualité pour vous procurer confort et durabilité.

Nos recouvrements réguliers (Naugahyde, Naugasoft) contiennent un agent de protection antibactérien. Pour un entretien régulier, utilisez du savon doux et de l'eau. Lorsque la désinfection est nécessaire, utilisez des produits à base de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou à faible concentration en alcool (<16 %), pour toutes les composantes.

Note : Les désinfectants laissent des résidus. Il est donc nécessaire de nettoyer avec un savon doux et de l'eau régulièrement.

*La garantie sur le recouvrement est applicable seulement si la procédure de désinfection est suivie.

Garantie limitée

Posiflex garantit au consommateur que ses produits sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie entre en vigueur à compter de la date de livraison du produit et ce pour une période de deux (2) ans d'usage normal.* Posiflex ne sera en aucun cas tenu responsable de bris causés par un usage abusif, une utilisation non prévue ou incorrecte, une modification ou toute autre utilisation excédant les limites établies du produit. Les produits retournés, port payé, pour inspection et reconnus comme étant défectueux seront, selon le choix de Posiflex, soit réparés ou remplacés sans frais. Aucune autre réclamation, pour des réparations extérieures non autorisées ou autres frais, ne sera acceptée. Les produits ne peuvent être retournés sans autorisation écrite préalable de Posiflex. Les demandes d'autorisation devront être soumises par écrit et être accompagnées de l'original du bon de commande, du numéro de facture Posiflex et d'une copie de la facture du produit. Cette garantie est exclusive et remplace toutes autres garanties et recours que ce soit, incluant mais non limité aux agents, employés, ou représentants de Posiflex qui n'ont aucune autorisation pour faire des affirmations ou promesses, pour effectuer des démarches ou offrir des garanties autres que celles décrites dans ces conditions générales et concernant tout produit de Posiflex. Posiflex ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par le transport, les accidents, le feu, les modifications non autorisées, l'usure normale ou l'usage abusif. De plus, Posiflex n'acceptera aucune responsabilité quelle qu'elle soit concernant les dommages secondaires ou indirects, incluant sans restrictions la perte de profits ou tout dommage semblable causé par (a) le design, la fabrication, la livraison, l'installation, la réparation, la manipulation ou l'utilisation des produits de Posiflex ou d'une de ses composantes, (b) tout bris ou défaut réel ou présumé d'un produit de Posiflex ou d'une de ses composantes, ou (c), toute violation réelle ou présumée, ou non-exécution de la présente garantie par Posiflex.

* La désinfection ne fait pas partie d'un usage normal.